


Product Specification

Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 10 ml, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Page 1



Product description

Order number 86.1254.001

Descrição do artigo Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 10 ml, cor de

codificação: laranja, material: PS, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo laranja Graduação sim

Versão com ponta, com filtro

Volume de trabalho 10 ml Cor de codificação laranja

Size

Diâmetro 10 mm Comprimento do produto 335 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Product Specification

Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 10 ml, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Page 2

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e

não-citotóxicos

Esterilização Radiação gama

Isenção de pirogênio sim Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalaje interior blister
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 27000
Profundidade da embalagem 420 mm

externa

Largura da embalagem 250 mm

externa

Altura da embalagem externa 290 mm Volume da embalagem 0.0305 cbm

externa

Peso do produto 0.0104 kg Peso da embalagem externa 5.74 kg

EAN da caixa interna 4038917127295 EAN da embalagem externa 4038917021128

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

