



Product description

Order number	94.6001.036
Descrição do artigo	miniPERM® , Tampa de rosca, para Módulo de produção miniPERM® , não autoclavável, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	Módulo de produção miniPERM®
---------------	------------------------------

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	6
Tipo de embalaje interior	blister
Unidades por caixa interna	6
Unidades por caixa	90
Unidades por palete	2160
Profundidade da embalagem externa	283 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	210 mm
Volume da embalagem externa	0.0159 cbm
Peso do produto	0.0013 kg
Peso da embalagem externa	0.91 kg
EAN da caixa interna	4038917254724
EAN da embalagem externa	4038917254717

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

