



### **Product description**

Order number	94.6001.054
Descrição do artigo	miniPERM® , Rack, para Biorreator miniPERM® , não autoclavável, 4 unid./caixa de cartão

### **Product characteristics**

Indicado para	Biorreator miniPERM®
---------------	----------------------

### **Material & colours**

Material do produto	Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)
Cor do produto	branca

### **Purity & certification**

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	kein CE-Kennzeichen
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	4
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	672
Profundidade da embalagem externa	570 mm
Largura da embalagem externa	380 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0552 cbm
Peso do produto	0.085 kg
Peso da embalagem externa	3.7 kg
EAN da caixa interna	4038917254786
EAN da embalagem externa	4038917254779

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

