




## Product description

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 94.6001.061                                                                                                           |
| Descrição do artigo | Dispositivo giratório universal, para 4 biorreatores miniPERM®, não autoclavável, 115/230 V, 1 unid./caixa de papelão |

## Product characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Indicado para | 4 biorreatores miniPERM® |
|---------------|--------------------------|

### Size

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Largura do produto     | 26 cm |
| Comprimento do produto | 46 cm |

## Purity & certification

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Em lotes             | não                               |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## **Packaging**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1                |
| Tipo de embalagem interior        | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna        | 1                |
| Unidades por caixa                | 1                |
| Unidades por palete               | 30               |
| Profundidade da embalagem externa | 398 mm           |
| Largura da embalagem externa      | 358 mm           |
| Altura da embalagem externa       | 325 mm           |
| Volume da embalagem externa       | 0.0463 cbm       |
| Peso do produto                   | 5.861 kg         |
| Peso da embalagem externa         | 6.3 kg           |
| EAN da caixa interna              | 4038917254878    |
| EAN da embalagem externa          | 4038917254861    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

