



Product description

Order number	94.6001.094
Descrição do artigo	miniPERM® , Start-up Support Kit, acessórios para inoculação, amostragem e coleta, para Biorreator miniPERM® , não autoclavável, componentes do kit: 8 x seringa descartáveis 50 ml, 20 x seringa descartáveis 2 ml, 8 x tubo de enchimento, 20 x cânula, 6 x fecho de septo, 1 x suporte miniPERM® , 1 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	acessórios para inoculação, amostragem e coleta
Indicado para	Biorreator miniPERM®

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	96
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.481 kg
Peso da embalagem externa	0.93 kg
EAN da caixa interna	4038917254939
EAN da embalagem externa	4038917254922

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

