



### **Descrição do Produto**

Número de pedido 94.6001.054  
Descrição do artigo miniPERM® , Rack, para Biorreator miniPERM® , não autoclavável, 4 unid./caixa de papelão

### **Características do produto**

Indicado para Biorreator miniPERM®

### **Materiais e cores**

Material do produto Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)  
Cor do produto branca

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	4
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	672
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.085 kg
Peso da embalagem externa	3.7 kg
EAN da caixa interna	4038917254786
EAN da embalagem externa	4038917254779

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

