



Descrição do Produto

Número de pedido	94.6001.061
Descrição do artigo	Dispositivo giratório universal, para 4 biorreatores miniPERM®, não autoclavável, 115/230 V, 1 unid./caixa de papelão

Características do produto

Indicado para	4 biorreatores miniPERM®
---------------	--------------------------

Dimensões

Largura do produto	26 cm
Comprimento do produto	46 cm

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	30
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	325 mm
Volume da embalagem externa	0,0463 cbm
Peso do produto	5,861 kg
Peso da embalagem externa	6,3 kg
EAN da caixa interna	4038917254878
EAN da embalagem externa	4038917254861

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

