




Especificação do produto
miniPERM® , módulo de produção HDC 50,
Compartimento de cultura de células, para
células em suspensão

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	94.6077.017
Descrição do artigo	miniPERM®, módulo de produção HDC 50, Compartimento de cultura de células, para produção de proteína, vírus e biomassa, para células em suspensão, volume do módulo de produto: 50 ml, não autoclavável, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Características do produto

Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	para células em suspensão
Campo de aplicação	para produção de proteína, vírus e biomassa
Tipo de célula	células de suspensão

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
miniPERM® , módulo de produção HDC 50,
Compartimento de cultura de células, para
células em suspensão

Página 2

Dimensões

Volume do módulo de produção	50 ml
Diâmetro	102 mm
Altura do produto	37 mm

Materiais e cores

Material do produto	Policarbonato (PC)
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Material da membrana de diálise	Acetato de celulose (CA)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	4
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	480
Profundidade da embalagem externa	498 mm
Largura da embalagem externa	364 mm
Altura da embalagem externa	310 mm
Volume da embalagem externa	0.0562 cbm
Peso do produto	0.1405 kg
Peso da embalagem externa	5.11 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
miniPERM® , módulo de produção HDC 50,
Compartimento de cultura de células, para
células em suspensão

Página 3

EAN da caixa interna 4038917385626
EAN da embalagem externa 4038917385602

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT