



### Descrição do Produto

Número de pedido	94.6077.138
Descrição do artigo	Tubo de enchimento 5", não autoclavável, estéril, 1 unid./blister

### Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	14400
Profundidade da embalagem externa	353 mm
Largura da embalagem externa	268 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Tubo de enchimento 5"**

**Página 2**

Altura da embalagem externa	260 mm
Volume da embalagem externa	0,0246 cbm
Peso do produto	0,001 kg
Peso da embalagem externa	1,55 kg
EAN da caixa interna	4038917376488
EAN da embalagem externa	4038917255974

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-11-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**