



Product description

Order number	65.386.004
Descrição do artigo	Insertos de codificação, para tubos CryoPure, amarela, 100 unid./pacote

Product characteristics

Gradação	não
Indicado para	tubos CryoPure

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	3000
Unidades por palete	972000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0002 kg
Peso da embalagem externa	0.68 kg
EAN da caixa interna	4038917106160
EAN da embalagem externa	4038917077743

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

