



**Especificação do produto**  
**Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca**  
**QuickSeal, verde**

**Página 1**



**Descrição do Produto**

Número de pedido	72.377.005
Descrição do artigo	Tubo CryoPure, 1,2 ml, tubo: PP, tampa de rosca QuickSeal, HD-PE, verde, rosca externa, volume nominal: 1 ml, Cryo Performance Tested, 50 unid./pacote

**Características do produto**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca QuickSeal
Tipo de tampa	tampa de rosca
Rosca	rosca externa
Volume de trabalho	1 ml
Recipiente	Tubo

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-16

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca**  
**QuickSeal, verde**

**Página 2**

**Dimensões**

Volume nominal	1 ml
Volume máximo	1,2 ml
Diâmetro	12,65 mm
Comprimento do produto	36,7 mm
Comprimento sem tampa	29,8 mm

**Materiais e cores**

Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza e certificação**

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Cryo Performance Tested
Esterilização	Irradiação de eletrões
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	104000
Profundidade da caixa interna	293 mm
Largura da caixa interna	183 mm
Altura da caixa interna	118 mm
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0305 cbm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-16

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca**  
**QuickSeal, verde**

**Página 3**

Peso do produto	0,0015 kg
Peso da embalagem externa	4,26 kg
EAN da caixa interna	4038917106016
EAN da embalagem externa	4038917080538

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-16

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**