



Especificação do produto
Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca
QuickSeal, violeta

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido 72.377.007
Descrição do artigo Tubo CryoPure, 1,2 ml, tubo: PP, tampa de rosca QuickSeal, HD-PE, violeta, rosca externa, volume nominal: 1 ml, Cryo Performance Tested, 50 unid./pacote

Características do produto

Rótulo/impressão com impressão
Cor impressão/rótulo branca
Graduação sim
Tampa tampa de rosca QuickSeal
Tipo de tampa tampa de rosca
Rosca rosca externa
Volume de trabalho 1 ml
Recipiente Tubo

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca
QuickSeal, violeta

Página 2

Dimensões

Volume nominal	1 ml
Volume máximo	1,2 ml
Diâmetro	12,65 mm
Comprimento do produto	36,7 mm
Comprimento sem tampa	29,8 mm

Materiais e cores

Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	violeta
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Cryo Performance Tested
Esterilização	Irradiação de eletrões
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	104000
Profundidade da caixa interna	293 mm
Largura da caixa interna	183 mm
Altura da caixa interna	118 mm
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0305 cbm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Tubo CryoPure, 1,2 ml, tampa de rosca
QuickSeal, violeta

Página 3

Peso do produto	0,0015 kg
Peso da embalagem externa	4,24 kg
EAN da caixa interna	4038917106023
EAN da embalagem externa	4038917080545

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT