




## Product Specification

Caixa de criopreservação, 132 x 132 x 53 mm,  
dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes

Page 1



### Product description

Order number	93.873.481
Descrição do artigo	Caixa de criopreservação, com codificação numérica por local de armazenamento, para armazenamento em baixa temperatura, material: PC, amarela, tampa de encaixe com função de ventilação, tampa: transparente, (CxLxA): 132 x 132 x 53 mm, dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes, para tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa, 5 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de encaixe com função de ventilação
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	com codificação numérica por local de armazenamento
Indicado para	tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa
Capacidade de armazenamento	81
Dimensão da grade	9 x 9

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Size**

Largura do produto	132 mm
Altura do produto	53 mm
Comprimento do produto	132 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	720
Profundidade da embalagem externa	135 mm
Largura da embalagem externa	270 mm
Altura da embalagem externa	540 mm
Volume da embalagem externa	0.0197 cbm
Peso do produto	0.1694 kg
Peso da embalagem externa	3.91 kg
EAN da caixa interna	4038917122863
EAN da embalagem externa	4038917415095

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

