



Product description

Order number	83.3911.300
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-75, material: PS, superfície: Cell+, para células exigente aderente, cor de codificação: amarela, tampa de rosca de 2 posições, TC Tested, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de célula	células exigente aderente
Superfície de crescimento	74.2 cm ²
Volume de trabalho	21 ml - 55 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polietileno (PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	1600
Profundidade da embalagem externa	445 mm
Largura da embalagem externa	402 mm
Altura da embalagem externa	438 mm
Volume da embalagem externa	0.0784 cbm
Peso do produto	0.0461 kg
Peso da embalagem externa	6.6 kg
EAN da caixa interna	4038917337472
EAN da embalagem externa	4038917366069

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

