



### **Product description**

Order number	83.3911
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-75, material: PS, superfície: Padrão, para células aderentes, cor de codificação: vermelha, tampa de rosca de 2 posições, TC Tested, 5 unid./pacote

### **Product characteristics**

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de célula	células aderentes
Superfície de crescimento	75 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	21 ml - 55 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	vermelha

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	1600
Profundidade da embalagem externa	445 mm
Largura da embalagem externa	402 mm
Altura da embalagem externa	435 mm
Volume da embalagem externa	0.0778 cbm
Peso do produto	0.0502 kg
Peso da embalagem externa	6.8 kg
EAN da caixa interna	4038917337656
EAN da embalagem externa	4038917366045

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

