




**Product Specification**  
**Placa multipoços, 48 poço, superfície:**  
**Suspensão, fundo plano**

**Page 1**



**Product description**

|                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 83.3923.500                                                                                                                                                         |
| Descrição do artigo | Placa multipoços, 48 poço, material: PS, superfície:<br>Suspensão, para células de suspensão, cor de codificação:<br>verde, fundo plano, TC Tested, 1 unid./blister |

**Product characteristics**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Rótulo/impressão          | com etiqueta de plástico |
| Tipo de fechamento        | tampa de encaixe         |
| Tipo de célula            | células de suspensão     |
| Forma do fundo            | fundo plano              |
| Quantidade de poços       | 48                       |
| Superfície de crescimento | 0.64 cm <sup>2</sup>     |
| Volume de trabalho        | 0,5 ml                   |
| Tipo de recipiente        | Placa                    |
| Cor de codificação        | verde                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Placa multipoços, 48 poço, superfície:**  
**Suspensão, fundo plano**

**Page 2**

**Size**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Volume máximo          | 1.27 ml  |
| Largura do produto     | 85.2 mm  |
| Altura do produto      | 22.4 mm  |
| Comprimento do produto | 127.8 mm |

**Material & colours**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material do produto    | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto         | transparente      |
| Material de fechamento | Polystyrene (PS)  |

**Purity & certification**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Padrão de pureza     | TC Tested                         |
| Esterilização        | Radiação gama                     |
| Isenção de pirogênio | sim                               |
| Não citotóxico       | sim                               |
| Em lotes             | sim                               |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 50            |
| Tipo de embalagem interior        | blister       |
| Unidades por caixa interna        | 1             |
| Unidades por caixa                | 50            |
| Unidades por palete               | 2400          |
| Profundidade da embalagem externa | 332 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 297 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 275 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0271 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0633 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 3.91 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917338677 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917338660 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**