



Product Specification

Insertos para a cultura de células, para Placas de 24 poços, PET, translúcido, tamanho do poro: 0,4 µm

Page 1



Product description

Order number	83.3932.040
Descrição do artigo	Insertos para a cultura de células, para Placas de 24 poços, membrana: PET, translúcido, tamanho do poro: 0,4 µm, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	Placas de 24 poços
Forma do fundo	fundo plano
Superfície de crescimento	0.3 cm ²
Volume de trabalho	0,1 ml - 0,4 ml
Tipo de recipiente	Insertos para a cultura de células
Tamanho do poro	0,4

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Insertos para a cultura de células, para Placas de 24 poços, PET, translúcido, tamanho do poro: 0,4 µm

Size

Altura do produto 16.32 mm

Material & colours

Material da membrana Politereftalato de etileno (PET)
Material do quadro Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização X-Ray
Isenção de pirogênio sim
Não citotóxico sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 48
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 48
Unidades por caixa 1440
Unidades por palete 23040
Profundidade da caixa interna 196 mm
Largura da caixa interna 104 mm
Altura da caixa interna 131 mm
Profundidade da embalagem 410 mm
externa
Largura da embalagem 435 mm
externa
Altura da embalagem externa 550 mm
Volume da embalagem 0.0981 cbm
externa
Peso do produto 0.0032 kg
Peso da embalagem externa 7.87 kg
EAN da caixa interna 4038917371315
EAN da embalagem externa 4038917371308

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

