



**Product description**

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 83.3945.100                                                                                                                           |
| Descrição do artigo | Coador para células, tamanho do poro: 100 µm, amarela, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister |

**Product characteristics**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Exemplo de utilização | Para criação de suspensões de células individuais |
| Indicado para         | tubos de centrífuga 50 ml                         |
| Filtro                | sim                                               |
| Superfície do filtro  | 4.2 cm <sup>2</sup>                               |
| Tamanho do poro       | 100                                               |

**Size**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diâmetro          | 34.09 mm |
| Altura do produto | 21 mm    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Material & colours**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material da membrana | nylon              |
| Material do quadro   | Polipropileno (PP) |
| Cor do quadro        | amarela            |
| Material do filtro   | nylon              |

**Purity & certification**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV                             |
| Padrão de pureza     | estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos |
| Esterilização        | Irradiação de eletrões                                        |
| Isenção de pirogênio | sim                                                           |
| Não citotóxico       | sim                                                           |
| Em lotes             | sim                                                           |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 50            |
| Tipo de embalagem interior        | blister       |
| Unidades por caixa interna        | 50            |
| Unidades por caixa                | 600           |
| Unidades por palete               | 9600          |
| Profundidade da embalagem externa | 520 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 385 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 410 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0821 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0068 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 6.78 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917415040 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917415033 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

