



Descrição do Produto

Número de pedido	94.6001.055
Descrição do artigo	miniPERM® , Módulo de produção clássico, Compartimento de cultura de células, para produção de proteína, vírus e biomassa, para células em suspensão, volume do módulo de produto: 35 ml, não autoclavável, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Características do produto

Tipo de tampa	tampa de rosca
Versão	para células em suspensão
Campo de aplicação	para produção de proteína, vírus e biomassa
Tipo de célula	Suspensão

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume do módulo de produção 35 ml

Materiais e cores

Material do produto Policarbonato (PC)
Material da tampa Polypropylene (PP)
Material da membrana de diálise Acetato de celulose (CA)

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio sim
Não citotóxico sim
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 4
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 4
Unidades por caixa 24
Unidades por palete 480
Profundidade da embalagem externa 498 mm
Largura da embalagem externa 364 mm
Altura da embalagem externa 310 mm
Volume da embalagem externa 0,0562 cbm
Peso do produto 0,1414 kg
Peso da embalagem externa 5,13 kg
EAN da caixa interna 4038917385619

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto
miniPERM[®], Módulo de produção clássico,
Compartimento de cultura de células, para
células em suspensão**

Página 3

EAN da embalagem externa 4038917385596

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-25

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT