




Product description

Order number	94.6077.331
Descrição do artigo	lumox® dish 35, Placa de Petri, com fundo de filme, Ø: 35 mm, para células aderentes, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	com fundo de filme
Tipo de célula	células aderentes
Forma do fundo	fundo plano
Superfície de crescimento	6.35 cm ²
Volume de trabalho	2,5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**lumox® dish 35, Placa de Petri, com fundo de
filme, Ø: 35 mm, células aderentes**

Page 2

Size

Diâmetro	35 mm
Altura do produto	6 mm

Material & colours

Material do produto	lumox®
Material do quadro	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	15000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.0233 cbm
Peso do produto	0.0037 kg
Peso da embalagem externa	2.92 kg
EAN da caixa interna	4038917255110
EAN da embalagem externa	4038917255103

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

