




Product Specification
flexiPERM® , con B, Inserto de silicone
reutilizável, 1 poço, 5 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	94.6077.435
Descrição do artigo	flexiPERM® , con B, Inserto de silicone reutilizável, para subdivisão da superfície de crescimento, 1 poço, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 5 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	para subdivisão da superfície de crescimento
Quantidade de poços	1
Superfície de crescimento	3.1 cm ²
Volume de trabalho	2 ml - 3 ml

Size

Diâmetro	20 mm
Altura do produto	8 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
flexiPERM® , con B, Inserto de silicone
reutilizável, 1 poço, 5 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto	silicone
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	225 mm
Volume da embalagem externa	0.0221 cbm
Peso do produto	0.0039 kg
Peso da embalagem externa	1.42 kg
EAN da caixa interna	4038917255295
EAN da embalagem externa	4038917255288

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT