



Product Specification

lumox® multiwell, Placa multipoços, com fundo de filme, 24 poço, 20 unid.

Page 1



Product description

Order number	94.6110.024
Descrição do artigo	lumox® multiwell, Placa multipoços, com fundo de filme, 24 poço, quadro: preta, quadro: PS, para células aderentes, fundo plano, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	com fundo de filme
Tipo de célula	células aderentes
Forma do fundo	fundo plano
Quantidade de poços	24
Superfície de crescimento	1.9 cm ²
Volume de trabalho	500 µl - 1.500 µl
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
lumox® multiwell, Placa multipoços, com fundo de filme, 24 poço, 20 unid.

Page 2

Size

Largura do produto	85.48 mm
Altura do produto	23.4 mm
Comprimento do produto	127.76 mm

Material & colours

Material do produto	lumox®
Material do quadro	Poliestireno (PS)
Cor do quadro	preta

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	1920
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0151 cbm
Peso do produto	0.065 kg
Peso da embalagem externa	1.67 kg
EAN da caixa interna	4038917255448
EAN da embalagem externa	4038917255431

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

