




Product Specification

Câmara de cultura de células x-well, 2 poços, em lâmina de microscópio lumox[®], quadro removível

Page 1



Product description

Order number	94.6150.201
Descrição do artigo	Câmara de cultura de células x-well, 2 poços, em lâmina de microscópio lumox [®] , quadro removível, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 6 unid./blister

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	em lâmina de microscópio lumox [®]
Tipo de célula	células aderentes
Quantidade de poços	2
Superfície de crescimento	4.4 cm ²
Volume de trabalho	2 ml
Quadro removível	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Câmara de cultura de células x-well, 2 poços, em lâmina de microscópio lumox®, quadro removível

Size

Largura do produto	24 mm
Comprimento do produto	76 mm

Material & colours

Material do produto	lumox®
Material do quadro	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	6
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	6
Unidades por caixa	96
Unidades por palete	10368
Profundidade da caixa interna	127 mm
Largura da caixa interna	19 mm
Altura da caixa interna	258 mm
Profundidade da embalagem externa	275 mm
Largura da embalagem externa	270 mm
Altura da embalagem externa	185 mm
Volume da embalagem externa	0.0137 cbm
Peso do produto	0.0465 kg
Peso da embalagem externa	5.34 kg
EAN da caixa interna	4038917255592
EAN da embalagem externa	4038917255585

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

