



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 83.1826.102 |
| Descrição do artigo | Filtros de seringa, Filtropur S plus, pré-filtro: GF, membrana: CA, superfície de filtração: 6,2 cm ² , tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, conexão: Luer-Lock, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister |

Product characteristics

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Exemplo de utilização | para filtração estéril |
| Filtro | sim |
| Superfície do filtro | 6.2 cm ² |
| Tamanho do poro | 0,2 |
| Conexão | Luer-Lock |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro 33 mm

Material & colours

Material do produto Metacrilato de estireno-butadieno (MBS)

Cor do produto azul claro

Material da membrana Acetato de celulose (CA)

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos

Esterilização Radiação gama

Isenção de pirogênio sim

Não citotóxico sim

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50

Tipo de embalagem interior blister

Unidades por caixa interna 50

Unidades por caixa 500

Unidades por palete 12000

Profundidade da embalagem 375 mm

externa

Largura da embalagem 285 mm

externa

Altura da embalagem externa 530 mm

Volume da embalagem 0.0566 cbm

externa

Peso do produto 0.0064 kg

Peso da embalagem externa 4.2 kg

EAN da caixa interna 4038917133920

EAN da embalagem externa 4038917025263

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

