



Product description

Order number	83.3940.001
Descrição do artigo	Filtropur V25, Unidade de filtração a vácuo, 250 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm ²
Tamanho do poro	0,2
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	250 ml
Volume de filtração	250 ml
Altura do produto	143.9 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	288
Profundidade da embalagem externa	521 mm
Largura da embalagem externa	203 mm
Altura da embalagem externa	381 mm
Volume da embalagem externa	0.0403 cbm
Peso do produto	0.1376 kg
Peso da embalagem externa	2.72 kg
EAN da caixa interna	4038917411998
EAN da embalagem externa	4038917411981

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

