



Product description

Order number	83.3940.505
Descrição do artigo	Recipiente de coleta, para Filtropur BT 25, 250 ml, tampa de rosca, tampa montada, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	Filtropur BT 25
Volume de trabalho	250 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	não

Size

Volume nominal	250 ml
Volume de filtração	250 ml
Altura do produto	10.79 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	840
Profundidade da embalagem externa	433 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	236 mm
Volume da embalagem externa	0.0366 cbm
Peso do produto	0.0552 kg
Peso da embalagem externa	2.77 kg
EAN da caixa interna	4038917969369
EAN da embalagem externa	4038917969376

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

