



Product description

Order number	83.3940.511
Descrição do artigo	Filtropur BT 25, Filtro superior de frasco, para tampa de rosca 45mm, 250 ml, membrana: PES, Ø da membrana: 50 mm, tamanho do poro: 0,22 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Indicado para	tampa de rosca 45mm
Filtro	sim
Superfície do filtro	15.16 cm ²
Tamanho do poro	0.22 µm
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	250 ml
Volume de filtração	250 ml
Altura do produto	11.35 cm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogénios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrões
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	840
Profundidade da embalagem externa	433 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	236 mm
Volume da embalagem externa	0.0366 cbm
Peso do produto	0.0565 kg
Peso da embalagem externa	2.8 kg
EAN da caixa interna	4038917969406
EAN da embalagem externa	4038917969512

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

