



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	83.3940
Descrição do artigo	Filtropur V25, Unidade de filtração a vácuo, 250 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

### **Características do produto**

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração de clarificação
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,45
Conexão	Cone com marcações

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Dimensões**

Volume nominal	250 ml
Volume de filtração	250 ml
Altura do produto	143.9 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	288
Volume da embalagem externa	0.0405 cbm
Peso do produto	0.0767 kg
Peso da embalagem externa	2.72 kg
EAN da caixa interna	4038917411967
EAN da embalagem externa	4038917411950

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

