



Descrição do Produto

Número de pedido	83.3941.001
Descrição do artigo	Filtropur V50, Unidade de filtração a vácuo, 500 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Características do produto

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm ²
Tamanho do poro	0,2
Conexão	Cone com marcações

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	21.84 cm

Materiais e cores

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	288
Volume da embalagem externa	0.053 cbm
Peso do produto	0.1815 kg
Peso da embalagem externa	3.36 kg
EAN da caixa interna	4038917412056
EAN da embalagem externa	4038917412049

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

