



### Product description

Order number	83.3941.502
Descrição do artigo	Filtropur V50, Unidade de filtração a vácuo, 500 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 75 mm, tamanho do poro: 0,1 µm, Para remoção de micoplasmas, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	Para remoção de micoplasmas
Filtro	sim
Superfície do filtro	38.04 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,1
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	24.6 cm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	288
Profundidade da embalagem externa	508 mm
Largura da embalagem externa	391 mm
Altura da embalagem externa	285 mm
Volume da embalagem externa	0.0566 cbm
Peso do produto	0.1724 kg
Peso da embalagem externa	3.8 kg
EAN da caixa interna	4038917969628
EAN da embalagem externa	4038917969635

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

