



### Product description

Order number	83.3941
Descrição do artigo	Filtropur V50, Unidade de filtração a vácuo, 500 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração de clarificação
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,45
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	21.84 cm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	288
Profundidade da embalagem externa	521 mm
Largura da embalagem externa	267 mm
Altura da embalagem externa	381 mm
Volume da embalagem externa	0.0529 cbm
Peso do produto	0.1815 kg
Peso da embalagem externa	3.36 kg
EAN da caixa interna	4038917412025
EAN da embalagem externa	4038917412018

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

