



### Product description

Order number	83.3942.005
Descrição do artigo	Recipiente de coleta, para Filtropur BT 100, 1.000 ml, tampa de rosca, tampa montada, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	Filtropur BT 100
Volume de trabalho	1.000 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	não

### Size

Volume nominal	1.000.00 ml
Volume de filtração	1000 ml
Altura do produto	15.04 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	288
Profundidade da embalagem externa	572 mm
Largura da embalagem externa	343 mm
Altura da embalagem externa	439 mm
Volume da embalagem externa	0.0861 cbm
Peso do produto	0.1151 kg
Peso da embalagem externa	5.31 kg
EAN da caixa interna	4038917412445
EAN da embalagem externa	4038917412438

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

