



Product description

Order number	83.3944.001
Descrição do artigo	Sistema de filtração a pressão, Filtropur L 0.2 LS, pré-filtro: FQ, membrana: PES, superfície de filtração: 20 cm ² , tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, conexão: Luer-Lock, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Product characteristics

Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	20 cm ²
Tamanho do poro	0.2 µm
Conexão	Luer-Lock

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume de filtração 10000 ml

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Material da membrana Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado
Certificação CE sem marca CE
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogénios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização Esterilização a gás
Não citotóxico sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 10
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 400
Profundidade da caixa interna 352 mm
Largura da caixa interna 155 mm
Altura da caixa interna 123 mm
Profundidade da embalagem externa 530 mm
Largura da embalagem externa 370 mm
Altura da embalagem externa 280 mm
Volume da embalagem externa 0.0549 cbm
Peso do produto 0.025 kg
Peso da embalagem externa 4.24 kg
EAN da caixa interna 4038917926188
EAN da embalagem externa 4038917926195

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

