



Descrição do Produto

Número de pedido	83.3945.040
Descrição do artigo	Coador para células, tamanho do poro: 40 µm, azul, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Características do produto

Exemplo de utilização	Para criação de suspensões de células individuais
Indicado para	tubos de centrífuga 50 ml
Filtro	sim
Superfície do filtro	4.2 cm ²
Tamanho do poro	40

Dimensões

Diâmetro	34.09 mm
Altura do produto	21 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Cor do produto	azul
Material da membrana	nylon
Material do quadro	Polipropileno (PP)
Cor do quadro	azul
Material do filtro	nylon

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	600
Unidades por palete	9600
Volume da embalagem externa	0.0798 cbm
Peso do produto	0.0068 kg
Peso da embalagem externa	6.78 kg
EAN da caixa interna	4038917414982
EAN da embalagem externa	4038917414975

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

