



### **Product description**

Order number	83.3945.040
Descrição do artigo	Coador para células, tamanho do poro: 40 µm, azul, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Exemplo de utilização	Para criação de suspensões de células individuais
Indicado para	tubos de centrífuga 50 ml
Filtro	sim
Superfície do filtro	4.2 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	40

### **Size**

Diâmetro	34.09 mm
Altura do produto	21 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Cor do produto	azul
Material da membrana	nylon
Material do quadro	Polipropileno (PP)
Cor do quadro	azul
Material do filtro	nylon

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	600
Unidades por palete	9600
Profundidade da embalagem externa	520 mm
Largura da embalagem externa	385 mm
Altura da embalagem externa	410 mm
Volume da embalagem externa	0.0821 cbm
Peso do produto	0.0068 kg
Peso da embalagem externa	6.78 kg
EAN da caixa interna	4038917414982
EAN da embalagem externa	4038917414975

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

