



Product description

Order number	83.3945.070
Descrição do artigo	Coador para células, tamanho do poro: 70 µm, branca, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Exemplo de utilização	Para criação de suspensões de células individuais
Indicado para	tubos de centrífuga 50 ml
Filtro	sim
Superfície do filtro	4.2 cm ²
Tamanho do poro	70

Size

Diâmetro	34.09 mm
Altura do produto	21 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material da membrana	nylon
Material do quadro	Polipropileno (PP)
Cor do quadro	branca
Material do filtro	nylon

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	600
Unidades por palete	9600
Profundidade da embalagem externa	520 mm
Largura da embalagem externa	385 mm
Altura da embalagem externa	410 mm
Volume da embalagem externa	0.0821 cbm
Peso do produto	0.0068 kg
Peso da embalagem externa	6.78 kg
EAN da caixa interna	4038917415019
EAN da embalagem externa	4038917415002

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

