




Product Specification

Adaptador para coadores para células, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm e 12 x 75 mm

Page 1



Product description

Order number	83.3945.999
Descrição do artigo	Adaptador para coadores para células, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm e 12 x 75 mm, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm e 12 x 75 mm
---------------	--

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	kein CE-Kennzeichen
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2025-03-25

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Adaptador para coadores para células, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm e 12 x 75 mm

Page 2

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	25
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	8400
Profundidade da embalagem externa	585 mm
Largura da embalagem externa	200 mm
Altura da embalagem externa	310 mm
Volume da embalagem externa	0.0363 cbm
Peso do produto	0.0053 kg
Peso da embalagem externa	2 kg
EAN da caixa interna	4038917415323
EAN da embalagem externa	4038917415316

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2025-03-25

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT