




Product Specification

Câmara de cultura de células x-well, frasco, em lâmina de microscópio de vidro, quadro removível

Page 1



Product description

Order number	94.6170.002
Descrição do artigo	Câmara de cultura de células x-well, frasco, em lâmina de microscópio de vidro, quadro removível, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 6 unid./blister

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	em lâmina de microscópio de vidro
Tipo de célula	células aderentes
Quantidade de poços	1
Superfície de crescimento	9 cm ²
Volume de trabalho	4 ml
Quadro removível	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Câmara de cultura de células x-well, frasco, em
lâmina de microscópio de vidro, quadro
removível**

Size

Largura do produto 24 mm
Comprimento do produto 76 mm

Material & colours

Material do produto vidro de soda-cal-sílica
Material do quadro Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
não-citotóxicos
Esterilização Esterilização a gás
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 6
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 6
Unidades por caixa 96
Unidades por palete 8064
Profundidade da caixa interna 127 mm
Largura da caixa interna 28 mm
Altura da caixa interna 259 mm
Profundidade da embalagem 275 mm
externa
Largura da embalagem 270 mm
externa
Altura da embalagem externa 255 mm
Volume da embalagem 0.0189 cbm
externa
Peso do produto 0.0153 kg
Peso da embalagem externa 2.45 kg
EAN da caixa interna 4038917254366
EAN da embalagem externa 4038917254359

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

