



Descrição do Produto

Número de pedido	94.6077.331
Descrição do artigo	lumox® dish 35, Placa de Petri, com fundo de filme, Ø: 35 mm, superfície: aderente, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 5 unid./pacote

Características do produto

Tipo de tampa	tampa de encaixe
Versão	com fundo de filme
Tipo de célula	aderente
Forma do fundo	fundo plano
Superfície de crescimento	6,4 cm ²
Volume de trabalho	2,5 ml
Recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Diâmetro	35 mm
Altura do produto	6 mm

Materiais e cores

Material do produto	lumox®
Material do quadro	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	15000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0,0233 cbm
Peso do produto	0,0037 kg
Peso da embalagem externa	2,92 kg
EAN da caixa interna	4038917255110
EAN da embalagem externa	4038917255103

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

