



### **Product description**

Order number 90.2620.302  
Descrição do artigo comprimento: 1,5 m, transparente, 1 unid./pacote

### **Product characteristics**

Indicado para IVARO

### **Size**

Diâmetro 0.8 mm  
Comprimento do produto 1.5 m

### **Material & colours**

Material do produto Bioprene  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 10  
Volume da embalagem 0.0062 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0005 kg  
EAN da caixa interna 4038917584197  
EAN da embalagem externa 4038917584180

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

