



Descrição do Produto

Número de pedido 92.170.153
Descrição do artigo Frasco de lavagem, 100 ml

Dimensões

Volume nominal 100 ml
Volume máximo 100 ml

Materiais e cores

Material do produto vidro borossilicato
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Volume da embalagem 0,0007 cbm
externa
Peso do produto 0,002 kg
Peso da embalagem externa 0,05 kg
EAN da caixa interna 4038917100953
EAN da embalagem externa 4038917051293

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

