



## Descrição do Produto

Número de pedido	92.170.352
Descrição do artigo	Trocador de amostras Tipo B/G GS 301, para tubos 7 x 125 mm, 1 unid./caixa interna

## Características do produto

Indicado para	tubos 7 x 125 mm
---------------	------------------

## Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico   DIV
Número de lote ou de série	não

## Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa interna
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0,0011 cbm
Peso do produto	0,6 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Trocador de amostras Tipo B/G GS 301, para**  
**tubos 7 x 125 mm**

**Página 2**

Peso da embalagem externa 0,7 kg  
EAN da caixa interna 4038917101196  
EAN da embalagem externa 4038917051514

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-05-10

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**