



Descrição do Produto

Número de pedido	92.170.354
Descrição do artigo	Trocador de amostras Tipo ATD GS 301, para tubos 6 x 89 mm, 1 unid./caixa interna

Características do produto

Indicado para	tubos 6 x 89 mm
---------------	-----------------

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico DIV
Número de lote ou de série	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa interna
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0,0011 cbm
Peso do produto	0,55 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Trocador de amostras Tipo ATD GS 301, para
tubos 6 x 89 mm

Página 2

Peso da embalagem externa 0,7 kg
EAN da caixa interna 4038917101219
EAN da embalagem externa 4038917051538

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-05-10

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT