



Descrição do Produto

Número de pedido	70.1130.100
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand e Socorex e desenhos idênticos, 96 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand e Socorex e desenhos idênticos
Volume de trabalho	10 µl
Filtro	não
Cor de codificação	cinza
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume máximo	10 µl
Comprimento do produto	31 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico DIV
Número de lote ou de série	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalaje interior	caixa
Unidades por caixa interna	96
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	138240
Profundidade da embalagem externa	358 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0,0162 cbm
Peso do produto	0,0011 kg
Peso da embalagem externa	2,33 kg
EAN da caixa interna	4038917125864
EAN da embalagem externa	4038917020312

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

