



Descrição do Produto

Número de pedido	70.1130.212
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 2,5 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, adequado para Eppendorf, Gilson e Finnpiquette e desenhos idênticos, 96 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson e Finnpiquette e desenhos idênticos
Volume de trabalho	2,5 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	cinza

Dimensões

Volume máximo	2,5 µl
Comprimento do produto	31 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	157440
Profundidade da caixa interna	314 mm
Largura da caixa interna	89 mm
Altura da caixa interna	131 mm
Profundidade da embalagem externa	370 mm
Largura da embalagem externa	326 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,0181 cbm
Peso do produto	0,0011 kg
Peso da embalagem externa	2,84 kg
EAN da caixa interna	4038917125895
EAN da embalagem externa	4038917070720

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

