




Product description

Order number	70.1183.001
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 5 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Gilson, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	Gilson
Volume de trabalho	5 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	5 ml
Comprimento do produto	123 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 2500
Unidades por palete 25000
Profundidade da embalagem 298 mm
externa
Largura da embalagem 464 mm
externa
Altura da embalagem externa 698 mm
Volume da embalagem 0.0966 cbm
externa
Peso do produto 0.0026 kg
Peso da embalagem externa 7.3 kg
EAN da caixa interna 4038917126441
EAN da embalagem externa 4038917574587

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

