



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	70.1183.002
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 5 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Eppendorf, 250 unid./pacote

### **Características do produto**

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf
Volume de trabalho	5 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Dimensões**

Volume máximo	5 ml
Comprimento do produto	123 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 2500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 250  
Unidades por caixa 2500  
Unidades por palete 25000  
Volume da embalagem externa 0,0966 cbm  
Peso do produto 0,0026 kg  
Peso da embalagem externa 7,3 kg  
EAN da caixa interna 4038917126458  
EAN da embalagem externa 4038917080453

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

