



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	70.1183.101
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 5 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Gilson, 50 unid./caixa

### **Características do produto**

Graduação	sim
Indicado para	Gilson
Volume de trabalho	5 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Dimensões**

Volume máximo	5 ml
Comprimento do produto	123 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 16500  
Volume da embalagem 0,0282 cbm  
externa  
Peso do produto 0,0065 kg  
Peso da embalagem externa 3,7 kg  
EAN da caixa interna 4038917126465  
EAN da embalagem externa 4038917080460

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

