



Descrição do Produto

Número de pedido	70.1183.102
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 5 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Eppendorf, 50 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf
Volume de trabalho	5 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Dimensões

Volume máximo	5 ml
Comprimento do produto	123 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 16500
Volume da embalagem 0,0282 cbm
externa
Peso do produto 0,0065 kg
Peso da embalagem externa 3,7 kg
EAN da caixa interna 4038917126472
EAN da embalagem externa 4038917080477

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

