



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	70.1186.210
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 1.250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® , adequado para pipetas de 1000 µl e pipetas multicanal 1200 µl, 96 unid./caixa

### **Características do produto**

Graduação	sim
Indicado para	pipetas de 1000 µl e pipetas multicanal 1200 µl
Volume de trabalho	1250 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	azul

### **Dimensões**

Volume máximo	1250 µl
Comprimento do produto	103 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	Biosphere®
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	768
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	96
Unidades por caixa	768
Unidades por palete	90000
Volume da embalagem externa	0,0152 cbm
Peso do produto	0,0022 kg
Peso da embalagem externa	2,08 kg
EAN da caixa interna	4038917126496
EAN da embalagem externa	4038917080354

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

